


Green X™

NUEVA INNOVACIÓN GREEN



vatech



4-EN-1 SISTEMA DIGITAL DE IMAGEN DE RAYOS X

MULTI FOV

MODO ENDO CON ALTA RESOLUCIÓN(49,5 MICRONES)

FUNCIÓN INSIGHT 2.0


TIEMPO DE ESCaneo GREEN (DISMINUCIÓN DE DOSIS)

ESCÁNER DE MODELOS

Green X es un sistema de imágenes de rayos X digitales 4 en 1 que incorpora pano, ceph, CBCT y escaneo de modelos. Con la amplia experiencia de Vatech en el campo de las imágenes dentales, Green X proporciona imágenes de alta calidad con menor radiación al combinar el procesamiento de imágenes. Esto mejorará la precisión

MODO ENDO CON ALTA RESOLUCIÓN


Con su modo de volumen de 4 cm x 4 cm y un tamaño de vóxel de 49,5 micrones el modo ENDO optimizará el tratamiento de regiones de interés muy enfocadas. Es ideal para uso endodóntico y aunque el dentista puede lograr una imagen extraordinaria en un tamaño de vóxel de alta resolución.





Módulo Endo

CON ALTA RESOLUCIÓN(49,5 MICRONES)



PROPORCIONA HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
RÁPIDAS Y EXACTAS

MODOS DE CONSULTA INCLUIDOS

ANÁLISIS DE LA VÍA AÉREA EN 2-CLIC

DESTACANDO LA HERRAMIENTA DE CONSULTA
VIRTUAL DE VATECH

VARIOS MODOS DE COLOR VR Y FILTROS
2D



PRECIOS COMPETITIVOS

Desarrollamos
exclusivamente tecnología
para equipos de
imagenología

DE LA A - Z



PRIMEROS LUGARES EN VENTAS

Taiwan, Singapur, Corea del
sur, Alemania, Reino Unido,
Japón y Estados Unidos nos
posiciona como referente a
nivel mundial...

111

NÚMERO UNO

Somos la primera empresa
en crear desde el sistema 3
en 1 hasta el más reciente
dispositivo CBCT de baja
radiación y alta resolución

3 EN 1



QUIENES SOMOS

PRIMERA EMPRESA MUNDIAL DE IMÁGENES
DENTALES

Vatech es un fabricante líder de soluciones
de imágenes radiográficas para los campos
médico, dental y veterinario con oficinas
en más de 70 países en todo el mundo.
Como filial europea de Vatech Inc, Vatech
Europe se compromete a proporcionar a la
industria soluciones innovadoras de
imágenes de rayos X dentales mientras
mantiene un enfoque principal en mejorar
en última instancia la calidad de la
atención al paciente.

